



◆セディグラフIII 5120 本体

- 測定範囲：0.1～300 μ m
- 測定試料：50～80ml/回(懸濁液)
- 分散液：水、アルコール、グリコール、等 其他有機溶液も可能
- 測定モード：高速/標準/高精細で測定速度・精度を選択
- 電源：電圧 100VAC (85～264VAC対応)、周波数50/60Hz (47～63Hz対応)
- 動作環境：温度10～40 $^{\circ}$ C、湿度20～80%
- 標準規格：ISO9001、CE認証
- 寸法：幅50.5cm、高さ52cm、奥行58cm
- 重量：43kg



◆マスターテック(オート・サンプラー)

- 測定範囲数：18個/トレイから(自動洗浄機能有)
- 付属装置：超音波プローブ
約6mm (1/4inch) プローブ
最大100W(調整可能)
自動攪拌器(強度調整可能)
- インターフェイス：RS232C(本体との接続)
- 電源：電圧 100VAC (85～264VAC対応)
周波数50/60Hz (47～63Hz対応)
- 動作環境：温度10～40 $^{\circ}$ C、湿度20～80%
- 標準規格：ISO9001、CE認証
- 寸法：幅46cm、高さ71cm、奥行53cm
- 重量：18kg

◆コントローラー(PC)

- C P U：Pentium333MHz以上
- O S：Windows2000、XP以降の各バージョン
- メモリー：128MB(RAM)、1GB(HDD)以上
- プリンタ：IBMグラフィックス または EpsonLQ互換
- その他：RS232インターフェイス1ポート、CD-ROMドライブ1台必要



e-mail info@titan.jp URL <http://www.titan.jp>

日本総代理店 株式会社 タイタン・テクノロジー

【本社】

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-3AIGビル9F
TEL 03-5288-5955 FAX 03-5288-5353

【千葉ニュータウン技術センター】

〒270-1350 千葉県印西市中央北1丁目495 千葉ニュータウン中央館
TEL 0476-46-9951 FAX 0476-46-9926